

WEB272

Versuchsplanung SOMT refolding screen

Factors

- Arginine
- pH
- divalent cation (Mg^{2+} , Ca^{2+})
- ionic strength (NaCl, KCl)
- glycerin
- Redox system
- Cyclodextrin
- SAH
- temperature

Faktor/Parameter	Symbol	Setting		Unit
		-1	+1	
pH	A	5.5	9.5	-
Arginine	B	0	0.5	M
Glycerin	C	0	10	%
div. Cation	D	1 mM EDTA	2 mM $CaCl_2$, $MgCl_2$	mM
Ionic strength (NaCl/KCl, each)	E	Low (10 mM NaCl, 0.5 mM KCl)	High (250 mM NaCl, 10 mM KCl)	mM
Redox	F	5 mM DTT	1 mM GSH/ 0.2 mM GSSG	mM
Cyclodex	G	0	0.03	M
SAH	H	0	0.5	mM
Buffer	-	50 mM Mes / Borate		
Temperature	-	22°C (RT)		
Time	-	4h		

Stocks to prepare:

- 0.1 M Mes pH 5.5
- 0.1 M Mes, 1 M Arginine pH 5.5
- 0.1 M Borate pH 9.5
- 0.1 M Borate, 1 M Arginine pH 9.5
- 200 mM $MgCl_2$, 200 mM $CaCl_2$
- 0.5 M EDTA
- 2.5 M NaCl, 100 mM KCl
- 0.1 M NaCl, 5 mM KCl
- 1M DTT
- 50 mM GSH, 10 mM GSSG
- 5 mM SAH
- Glycerin
- 120 mM α -Cyclodex

[A1B1] ✓

[A1B2] ✓

[A2B1] ✓

[A2B2] ✓

[C1] ✓

[C2] ✓

[D1] ✓

[D2] ✓

[E1] ✓

[E2] ✓

[F1] ✓

[G] ✓

[H] ✓

50ml

10.53 g Arg / 0.976 g Mes

10.53 g Arg / 0.302 g Borate

10ml: 0.407 g $MgCl_2 \cdot 6H_2O$, 0.220 g $CaCl_2$

100µl GSH, 20µl GSSG, 80µl H_2O

Arg 210.67

Mes 195.24

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 203.31

$CaCl_2$ 110.95

Borate 61.83

prec.

Buffers to prepare:

No.	Buffer (1 mL each)	Add: (μl)													
		A1B1	A1B2	A2B1	A2B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F	G	H	H ₂ O
1	pH 9.5 0.5 M Arg 10% Glycerin low ionic EDTA DTT SAH	-	-	-	500	-	2	-	10	5	-	100	100	-	283
2	pH 5.5 low ionic EDTA DTT	500	-	-	-	-	2	-	10	5	-	-	-	-	483
3	pH 9.5 10% Glycerin Low ionic MgCa GSH:GSSG Cyclodex	-	-	500	-	10	-	-	10	-	20	-	100	250	110
4	pH 5.5 0.5 M Arg 10% Glycerin High ionic EDTA GSH:GSSG Cyclodex	-	500	-	-	-	2	10	-	-	20	-	100	250	118
5	pH 9.5 0.5 M Arg High ionic EDTA GSH:GSSG	-	-	-	500	-	2	10	-	-	20	-	-	-	468
6	pH 5.5 0.5 M Arg High ionic MgCa DTT Cyclodex SAH	-	500	-	-	10	-	10	-	5	-	100	-	250	125
7	pH 9.5 0.5 M Arg MgCa DTT Cyclodex	-	-	-	500	10	-	-	10	5	-	-	-	250	225
8	pH 5.5 10% Glycerin High ionic EDTA DTT Cyclodex SAH	500	-	-	-	-	2	10	-	5	-	100	100	250	33

9	pH 9.5 10% Glycerin High ionic MgCa DTT	-	-	500	-	10	-	10	-	5	-	-	100	-	375
10	pH 5.5 EDTA GSH:GSSG Cyclodex SAH	500	-	-	-	-	2	-	10	-	20	100	-	250	118
11	pH 9.5 High ionic MgCa GSH:GSSG SAH	-	-	500	-	10	-	10	-	-	20	100	-	-	360
12	pH 5.5 0.5 M Arg 10% Glycerin MgCa GSH:GSSG SAH	-	500	-	-	10	-	-	10	-	20	100	100	-	260

- no prec
+ heavy prec
o medium prec

Amel + 50μl Argylol 50mM

* X - A. → wopl afgrom + wopl TCA

X / → lindhäcks klet

	tara (g)	elutad (g)	recovery (g)
1	1.152	1.206	
2	1.151	1.191	
3	1.147	1.184	
4	1.148	1.193	
5	1.15	1.188	
6	1.148	1.193	
7	1.157	1.195	
8	1.145	1.181	
9	1.133	1.173	
10	1.142	1.180	
11	1.147	1.183	
12	1.145	1.207	