

31.10.13

## DNA Inhib test

- in 50ml Kolbe mit 5ml Kultur
- ~~100~~ 100  $\mu$ g/ml Amp

③ 2x mit 200  $\mu$ M Sinterfuge  
1:50  $\rightarrow$  100  $\mu$ l 10ml (nach 10min  
Lösung  
mit 1524  $\mu$ l  $H_2O$ )

② 2x mit 20  $\mu$ M Sinterfuge  
 $\rightarrow$  10  $\mu$ l 10ml

① 2x ohne Sinterfuge

$\rightarrow$  0.25 ml Probe jede Stunde

④ 37°C / 2400rpm